




COR/ピープショーボックス PB-61

幼少児が、楽しく遊びながら聴力検査を行えます。

オーディオメータAA-76等と組み合わせて検査を行います。

PB-61



コントローラ (別売)



オーディオメータAA-76 (別売)
医療機器認証番号 20900BZZ00546000

COR聴力検査用
スピーカを2台内蔵

COR玩具ボックスには
玩具用電源を備え、
電動玩具が使用可能

ピープショー検査では
パッド式応答ボタンに連動し、
のぞき窓のジオラマを照明

COR/ピープショーボックス PB-61

仕様

機能

スピーカの最大出力: 1000Hz 95dBHL/30cm(参考値)

環境条件

使用温湿度範囲: 5~35℃ 45~85%R.H.(但し、結露のないこと)

電源

AC100V 50/60Hz 60W(ピープショー照明点灯時)

大きさ・重さ


約700(幅)×315(奥行)×407(高さ)mm・約18kg

付属品

被検者応答スイッチ		1
コントローラ接続ケーブル	AA-75-108	1
スピーカコード	PB-61-104	2
電源コード		1
2Aヒューズ		2
玩具 人形4種		各1
玩具 その他3種		各1

受注生産品によるシステム設置例

PB-61に代わり受注生産品を組み合わせることで、より効果的な
幼児聴力検査の環境を構築できます。
検査内容や設置環境に応じたシステム構成が可能です。



幼児聴力検査用オプション(受注生産)

プレイボックス PB-10	大きさ 約700(幅)×700(奥行) ×600(高さ)mm 重さ 約35kg
スピーカボックス PB-20B	大きさ 約350(幅)×350(奥行) ×350(高さ)mm 重さ 約10kg
玩具ボックス PB-30	大きさ 約350(幅)×350(奥行) ×350(高さ)mm 重さ 約5kg
台 PB-40	大きさ 約350(幅)×350(奥行) ×600(高さ)mm 重さ 約5kg
ピープショーボックス PB-60	大きさ 約380(幅)×350(奥行) ×350(高さ)mm 重さ 約5kg

※AA-76、AA-H1を接続可能です。別途システム制御装置が必要となりますので、詳細につきましては当社営業部へご相談ください。

より詳しい製品情報はこちら

医療従事者向けポータルサイト



Rionet MedPort



医療従事者向けの専門性の高いコンテンツをお届けするための会員制WEBサイトです。

*本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

RIONET

リオン株式会社

本社・営業部	〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441
東京営業所	〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-5(新宿農協会館) TEL:03-6276-1433 FAX:03-6276-1425
仙台営業所	〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13 TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535
西日本営業所	〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111
東日本リオン(株)	〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885
東海リオン(株)	〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル) TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734
九州リオン(株)	〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18 TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

www.rion.co.jp

お問い合わせ・ご相談は・・・