

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	オージオメータ AA-47		
製造販売業社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結 果		
使用 前 点 検	1. 外観（構造） <ul style="list-style-type: none"> ・ 耳当てゴムの状態、プラグの錆び、 接触不良、コードのねじれが無いこと。 ・ ヘッドバンドの確認 破損、ゆるみ、バネの劣化が無いこと。 注意： ヘッドバンド交換の目安は、15,000人程度。	. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		点検 校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	. .		良・否

修理	修理の概要・修理者名等	. .		
----	-------------	-----	--	--