



リオネット 紹介状発行システム

『補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)』※を搭載

※ 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 書式



- 補聴器販売店への紹介状発行がスピーディーに
- マウス操作で簡便に情報入力が可能
- | 補聴器紹介患者の履歴管理が可能
 - オージオグラムの 「重ねて表示」 機能を搭載



「重ねて表示」機能

- ■当社製「聴覚検査結果支援システム メディレポ」、「電子カルテ接続ソフトDF-70」と連携するソフトウェアです。
- 『補聴器適合に関する報告書』*を搭載しています。※ ―般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会書式
- ■紹介状の発行にはウェブブラウザを利用するため、クライアントPCの性能に依存しません。
- 紹介先のリオネット補聴器専門店の店舗情報(地図など)も印刷できます。


入力画面



患者検索画面



紹介状発行の流れ



メディレポ、DF-70上で送信 ボタンなどを押すだけで、リオ ネット紹介状発行システムへ 自動的に聴力検査結果を保存



受付、診察室などのPCで 紹介状を発行



患者様が紹介状を持って リオネット補聴器専門店へ



リオネット補聴器専門店で 紹介状の情報を当社製顧客 管理システムへ反映

リオネット紹介状発行システム

対応機種 (オージオメータ)

メディレポ: AA-H1、AA-M1A、AA-M1B、AA-M1C、AA-76、AA-78、

AA-75、AA-74、AA-79S、AA-79
DF-70: AA-M1A、AA-M1B、AA-M1C、AA-78、AA-74、AA-79S、AA-79

メディレポ、DF-70用のPC -

動作OS: 日本語Windows® 10 Pro (64bit)

日本語Windows® 10 Enterprise LTSB (64bit)

日本語Windows® 11 Pro (64bit) **動作PC**:メディレポまたはDF-70の仕様に準ずる

受付・診察室などのPC -

対応ブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge

(最新のものを使用すること)

利用条件: Adobe Acrobat ReaderまたはAdobe Readerを用いるため、

事前のインストールが必要

- *上記スペックを満たした上で、メディレポ、DF-70システムが搭載されているPCにインストールします。また、DF-70で本ソフトウェアを動作させるには、DF-70をPNG画像出力に設定する必要
- ☀本ソフトウェアにAdobe Acrobat Reader、Adobe Readerは付属しません。
- *Windows, Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- *Google Chromeは、Google LLCの登録商標です。 *Adobe Acrobat Reader、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ
- 社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 *QRコードは、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。

*本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

医療従事者向けポータルサイト







医療従事者向けの専門性の高いコンテンツをお届けするための会員制WEBサイトです。

RIONET

リオン株式会社

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41 本社・営業部 TEL:042-359-7880 FAX:042-359-7441

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-5(新宿農協会館) 東京営業所

TEL:03-6276-1433 FAX:03-6276-1425

〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13 仙台営業所 TEL:022-249-5533 FAX:022-249-5535

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)

西日本営業所 TEL:06-6363-4133 FAX:06-4797-0111

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2 東日本リオン(株) TEL:048-824-1205 FAX:048-824-8885

〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル) 東海リオン(株)

TEL:052-954-1733 FAX:052-954-1734

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18 九州リオン(株) TEL:092-281-5361 FAX:092-291-2847

www.rion.co.jp

お問い合わせ・ご相談は・・・